

Na prenos lymfkej boreliózy je potrebné dlhšie prisatie kliešťa (minimálne 12-24 hodín). V prípade odstránenia krátko po prisatí vyšetrenie na prítomnosť *Borrelie* neodporúčame!

**Aby sme mohli vzorku vyšetriť, je potrebné dodržať nasledujúci postup:**

1. Kliešťa odstránime **vytiahnutím pomocou pinzety** alebo pomocou na to určeného špeciálneho háčika alebo karty.
2. Pri odstraňovaní kliešťa uchopíme čo **najbližšie nad kožou** a rovnomerne ťaháme **jemne kývavým pohybom** pomaly von, nekrútime, nestláčame pinzetou bruško.
3. Po odstránení kliešťa umiestnime do **čistej, ideálne sterilnej nádoby** alebo uzatvárateľného vrecúška a skladujeme **v chladničke**. Čo najskôr doručíme do laboratória.
4. Ak sa nepodarilo kliešťa odstrániť celého aj s hlavičkou, **NIE je vhodný** na vyšetrenie na prítomnosť *Borrelie*.
5. Výsledky vyšetrenia sú dostupné **do 3 pracovných dní**. Výsledky zasielame na mail.